

PEINTURE INDIANA

DESCRIPTION

La **peinture INDIANA** est principalement destinée au traitement cuirs synthétiques.

- ◆ Haute élasticité ;
- ◆ Fort pouvoir couvrant ;
- ◆ Application par pulvérisation.

PREPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être parfaitement propres et dégraissées.

GUIDE D'APPLICATION

Conditions d'application recommandées :

Température : 15 - 25°C - Hygrométrie : 30 - 70 %

Application :

Au pistolet.

Epaisseur sèche recommandée :

Selon l'aspect souhaité.

Epaisseur humide recommandée :

Selon l'aspect souhaité.

Equipement :

Les outils d'application préconisés doivent permettre un réglage de pulvérisation fin et bien concentré sur l'objet. Les pistolets basse pression sont recommandés ;

Nettoyage :

Nettoyer le matériel d'application avant et après utilisation avec de l'acétone ou un solvant L37.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Homogénéiser avant utilisation ;
- La **peinture INDIANA** est destinée à être appliquée par pulvérisation ;
- La **peinture INDIANA** est considérée sèche après 2 heures à air ambiant ou 10 minutes à 40°C.

Notre conseil

- Un réglage de pulvérisation trop puissant, tout comme un produit vieillissant, peuvent entraîner la formation de filaments en sortie de pistolet
 - → Il est nécessaire de vérifier en permanence le réglage de pulvérisation
 - → Une dilution avec notre **diluant INDIANA** est possible et peut supprimer l'apparition des filaments.

Temps d'induction : Non.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Aspect : Liquide.

Odeur : Caractéristique.

Couleur : Incolore, teintes de base ou développement sur échantillon.
- (Validation par contrôle visuel et/ou par spectrophotométrie).

Séchage : 2 heures à Température ambiante.

DUREE DE VIE & STOCKAGE

18 mois entre 5°C et 35°C (en emballage d'origine non ouvert) ;
Après ouverture, refermer hermétiquement l'emballage.

HYGIENE & SECURITE

Avant toute utilisation, lire attentivement la Fiche de Données de Sécurité, qui vous informent sur les risques pour la santé et l'environnement, les précautions de manipulation et les premiers soins.

NUANCIER

Teintes de base*

*Couleurs données à titre indicatif et non contractuelles.



Blanc
Ref: White U



Noir
Ref: Black U



Violet
Ref: 276 U



Bleu
Ref: 072 U



Vert
Ref: 341 U



Brun rouge
Ref: 1675 U



Rubin
Ref: 209 U



Magenta
Ref: 215 U



Jaune foncé
Ref: 124 U



Orange
Ref: 021 U



Rouge
Ref: 179 U



Red B
Ref: 1805 U



Jaune
Ref: 115 U



Citron
Ref: 803 U

Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont données qu'à titre indicatif et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer afin de valider l'adéquation du produit.